

FICHE PRODUIT



Papier thermique Sony couleur, Modèle UPC-5010A

Référence : SON-UPC-5010A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Boîte de 100 clichés de format A5
- Compatible avec les imprimantes UP-5200/5250MDP, UP5000

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-sony/4768-papier-thermique-sony-couleur-modele-upc-5010a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com