

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse haute vitesse, Neofuge 13

Référence : SOC-NEOFUGE13

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 0

Description du produit

Centrifugeuse haute vitesse, Neofuge 13

Caractéristiques la centrifugeuse haute vitesse :

- * Centrifugeur polyvalent
- * Changement de rotor en 5 secondes (système AUTOLOCK®)
- * Simplicité d'utilisation
- * Microprocesseur
- * Affichage numérique de la vitesse, température, durée et pente
- * Mémoire: 5 programmes personnalisés
- * Minuterie: 1 min à 9 heures.
- * Vitesse max. (tr/min): 13 800
- * Accélération max. (g): 17 458
- * Capacité max. (ml): 24 x 1.5/2.0
- * Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Température: 4 à 40 °C
- * Dimensions (H x L x P) mm: 320 x 285 x 480
- * Poids (kg): 39
- * Puissance moyenne/max.(W): 300
- * Accessoires de la centrifugeuse haute vitesse
- * Angle rotor : 24 x 1.5/2.0 ml
- * Rotor angulaire - Capacité: 32 x 0.2 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/477-centrifugeuse-haute-vitesse-neofuge-13.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com