

FICHE PRODUIT

Micropipette acura electro socorex 955 à 08 canaux: 20 - 350µl

Référence : SRX-MSAE8V350

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 955 à 08 canaux: 20 - 350µl.**

Type d'embout 350 µl. Nombre de canaux: 08.

Modules volumétriques (parties basses) : interchangeables sur une même unité de contrôle.

Programmation intuitive.

Modes de pipetage direct, inverse et multi-distribution.

Dilution (jusqu'à 3 liquides).

Touche mélange activée par simple pression.

Affichage réversible droitier/gaucher.

Sélecteur pour 3 vitesses de travail.

Large bouton éjecteur judicieusement positionné.

Etalonnage sur le clavier de commandes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Charge de la batterie sur la pipette ou sur le support.

Le système JUSTIP réglable en hauteur.

Autoclavables.

Garantie 01 AN.

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

une micropipette électronique,

un support de charge,

un chargeur rapide avec cordon,

une batterie supplémentaire,

un certificat d'étalonnage.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4772-micropipette-acura-electro-socorex-955-a-08-canaux-20-350-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com