

FICHE PRODUIT

Flacon 2L carré simple fermeture - Large ouverture

Référence : PLG-F2000CS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Flacons à large ouverture 2000ml, bouchés, simple fermeture;
- En polyéthylène haute densité;
- Gradués;
- Cape à vis rouge;
- Dimensions (L x l x H): 109 x 96 x 230;
- Diam. ouverture: 58mm;

Conditionnement minimum de vente: 50.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4773-flacon-2l-carre-simple-fermeture-large-ouverture.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com