

**FICHE PRODUIT**



## Cassette-Macrosette double hauteur

Référence : SPT-MEGA02

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Description Méga cassettes: macrosette;

- Cassettes qui permettent d'inclure des pièces jusqu'à 10 mm en hauteur;
- Couleur blanche uniquement;
- Dimension(LxIxH): 40 x 28 x 12;
- Conditionnement: Carton de 3 boites de 250 pièces;
- Conditionnement minimum de vente: Boites de 250 pièces.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-a-inclusion/4777-cassette-macrosette-double-hauteur.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com