

FICHE PRODUIT



Cassettes HISTOSETTE pour tissu sans couvercle

Référence : SPT-HISTO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cassettes histosette pour tissu sans couvercle

Couleur : Blanche

Condition minimum de vente: Carton de 3 boîtes distributrices de 500 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-a-inclusion/4779-cassettes-sans-couvercle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com