

FICHE PRODUIT

Couvercle métallique pour cassette

Référence : SPT-CK7M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Couvercle métallique pour cassette;

- En acier inox pour cassettes sans couvercle, standard;
- Condition minimum de vente: Sachet de 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-a-inclusion/4782-couvercle-metallique-pour-cassette.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com