


FICHE PRODUIT

Pots pour coprologie ceb 150ml personnalisés - 60 x 70 mm-blanc

Référence : CEB-PC150VET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots pour coprologie CEB 150 ml étiquetés personnalisés. * Disponible en: polystyrène cristal. * Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire. * Cape blanche à vis. * Dimensions (à x Ht): 60 x 70 mm. * Conditionnement minimum de vente: 2 Cartons de 200.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-et-flacons-de-prelevement/4788-pots-pour-coprologie-ceb-150ml-personnalises-60-x-70-mm-blanc.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com