

FICHE PRODUIT



Flacons 500ml carré simple fermeture ionisé-Large ouverture

Référence : PLG-F500CSG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

- * Flacons à large ouverture 500ml, bouchés/ionisés, simple fermeture;
- * En polyéthylène haute densité;
- * Gradués;
- * Cape à vis rouge;
- * Dimensions (L x l x H): 76 x 76 x 122;
- * Diam ouverture: 58mm;
- * Conditionnement minimum de vente: 175.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4789-flacons-500ml-carre-simple-fermeture-ionise-large-ouverture.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com