

FICHE PRODUIT

Micropipette acura electro socorex 935 monocanal: 0,25 - 5 ml

Référence : SRX-MSAE5MLK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 935 monocanal: 0,25 - 5 ml. avec 0,01 ml d'incréments.**

Etalonnage sur le clavier de commandes.

Charge de la batterie sur la pipette ou sur le support.

Le système JUSTIP réglable en hauteur.

Autoclavables.

Garantie 01 AN.

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

une micropipette électronique,

un support de charge,

un chargeur rapide avec cordon,

une batterie supplémentaire,

un certificat d'étalonnage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4791-micropipette-acura-electro-socorex-935-monocanal-0-25-5-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com