

FICHE PRODUIT

Thermostat mural régulateur de température REGULON

Référence : VLA-REGULON

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Regulon est un régulateur de Température pour chambres noires * Il se présente sous la forme d'un boîtier en aluminium anodisé sur lequel vient se raccorder une sonde (fournie) plongeant dans le liquide dont la température doit être régulée. * Il est possible de raccorder au boîtier, par l'intermédiaire d'un simple prise de courant, tout type de résistance dans la limite de 1500 W en 220 V. * Le circuit électronique assure le pilotage par impulsions de la résistance, en fonction de la température désirée, avec une précision de 1/10°C. * Plage de réglage: 15 à 50°C.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chauffe-bains/4795-regulateur-de-temperature.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com