

FICHE PRODUIT

Blocfile 400, pré-monté

Référence : CEL-BF400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

BlocFile 400, Pré-monté; * Système tiroir carton pour stockage des blocs d'inclusion: * Carton brun recyclé, rigide; * Séparateurs intégrés (7 rangées); * Empilables: des ergots assurent la stabilité; * Etiquette pour identification; * Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25; * Capacité(blocs): ~_ 250; * Dimension(Long. x Prof. x Haut.): 245 x 400 x 60mm; * Condition minimum de vente: 10.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/4797-blocfile-400-pre-monte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com