

FICHE PRODUIT

Flacon avec thiosulfate de sodium gosselin - 155 x 60 x 45 mm

Référence : PLG-FR250VITG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacon avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 155 x 60 x 45 mm.

- * De forme rectangulaire.
- * Préconisés pour l'analyse des eaux: réseau urbain, piscines, rivières, ...etc.
- * Capacité volumique 250 ml.
- * Diamètre de l'ouverture: 20 mm.
- * Cape rouge à vis inviolable.
- * Dose de thiosulfate de sodium: 20 mg/litre (poudre).
- * Disponible en Polyéthylène.
- * Haute densité PEHD.
- * A emballage standard.
- * Dimensions(mm): 155 x 60 x 45.
- * Condition minimum de vente: 312.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-prelevement-microbiologique/4798-flacon-avec-thiosulfate-de-sodium-gosselin-155-x-60-x-45-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com