

FICHE PRODUIT



Dpx, 250ml

Référence : CEL-DPX250

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DPX, 250ml; MILIEUX DE MONTAGE; * A base de xylène; * Séchage rapide; * Neutres et incolores; * Stabilité à long terme des lames traitées; * Conditionnés en bouteille incassable en PET, à col large avec témoin d'ouverture; * Chaque carton de 4 flacons est livré avec une Fiche de Données de Sécurité; * Durée de conservation: 2 ans; * Produit de base idéal pour l'usage courant; * Modification de la formulation classique de Lendrum; * Viscosité Centipoise à 25°C: 1000 - 1500; * Indice de réfraction à 20°C: 1510; * Condition minimum de vente: 4 flacons de 250 ml.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-montage/4801-dpx-250ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com