

FICHE PRODUIT

Boîte blubox

Référence : CEL-BLUBOX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Boîte BluBox; * Boîte polystyrène haute densité, bleue; * Anti-moisissure; * Empilables; * Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur(mm): 225 x 450 x 120; * Stockage des blocs: * Capacité maximum: 460 blocs; * Chaque partie (fond et couvercle) de la BluBox est utilisée pour le stockage; * Le design des 2 parties permet leur empilabilité; * Stockage des lames : Capacité maximum: 1500 lames; * BluBox est compatible avec le classeur OMNISTOR 2; * Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/4813-boarte-blubox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com