

FICHE PRODUIT



Flacons de sécurité à vis 1000ml

Référence : SOC-FP1000V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques:

- Corps en polypropylène translucide.
- Bouchon strié en polyéthylène jaune;
- Flacons gradués tous les 50ml;
- Les flacons et les bouchons sont livrés séparés dans le carton;
- Dimensions ouverture x hauteur: 111 x 137mm;
- Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-securite-a-vis/4822-flacons-de-securite-a-vis-1000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com