

**FICHE PRODUIT**

## Flacons de sécurité à vis 500ml

Référence : SOC-FP500V

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

**Caractéristiques:**

- Corps en polypropylène translucide;
- Bouchon strié en polyéthylène jaune;
- Flacons gradués tous les 50ml;
- Les flacons et les bouchons sont livrés séparés dans le carton;
- Dimension ouverture x hauteur: 90 x 110mm;
- Conditionnement minimum de vente: 200.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-securite-a-vis/4823-flacons-de-securite-a-vis-500ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)