

FICHE PRODUIT



Flacons zinsser à scintillation 6ml

Référence : SOC-TIP6Z

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description Flacons ZINSSER à scintillation 6ml

- En Polyéthylène haute densité;
- Bruit de fond < 8 C.P.M. pour mesurer de très faibles niveaux de radioactivité;
- Résistance à une pression de 8 atmosphères sans fuite;
- Usage général de laboratoire;
- Diam ouverture x hauteur: 15 x 57mm;
- Système de fermeture: cape à pression;

Condition minimum de vente: carton de 2500 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-zinsser-a-scintillation/4826-flacons-zinsser-a-scintillation-6ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com