

**FICHE PRODUIT**



## Flacon scintillation 20ml

Référence : SOC-FSP20

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Caractéristiques:**

- Etanches, Vissants;
- Utilisables pour petits spécimens et biopsies en anatomo-pathologie;
- A ouverture x Hauteur: 27 x 60mm;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 1000 flacons.

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-zinsser-a-scintillation/4827-flacon-scintillation-20ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)