

FICHE PRODUIT



Modules 2,5 - 50 µl socorex électronique acura 955-12 canaux

Référence : SRX-MVMSAE12V50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Modules volumétriques (Série 955) à 12 canaux : 2,5 - 50 µl.

Capacité volumique 2,5 - 50 µl.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acesoire-micropipette-elect/4832-modules-2-5-50-l-socorex-electronique-acura-955-12-canaux.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com