

FICHE PRODUIT

Flacons à large ouverture 2000 ml, bouchés, double fermeture

Référence : PLG-F2000RD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Flacons à large ouverture 2000 ml, bouchés, double fermeture;

- * En polyéthylène haute densité;
- * Non gradués;
- * Cape à vis rouge;
- * Dimensions (Ø x H): 122 x 220;
- * Ø ouverture: 57 mm;
- * Condition minimum de vente: 25.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/4840-flacons-large-ouverture-2000ml-bouches-double-ferm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com