

FICHE PRODUIT

Flacons 150 ml polyéthylène blanc pour cape inviolable

Référence : SOC-FP150CI

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

- Fermeture par cape clipsable inviolable;
- Flacons livrés sans cape;
- Usage unique;
- Usage général de laboratoire;
- Dimension (Haut. x Ø base x Ø ouvert): 75 x 65 x 50 mm;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 441 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fermeture-cape-inviolable/4842-flacon-150ml-polyethylene-blanc-pour-cape-inviolable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com