

FICHE PRODUIT



Pipettes plastiques sterilin 0,01 ml - 0,3 ml, stérile / 50

Référence : STE-P2S50B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastiques sterilin 0,01 ml - 0,3 ml, stérile / 50

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur vert;
- Longueur: 279 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
 - noires, nettes et résistantes,
 - négatives,
 - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant
- Précision: $\pm 1\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Code couleur normalisé sur la pipette;

- 4 conditionnements:
 - stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 1;
- Conditionnement: 20 x 50;
- Condition minimum de vente: 1000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/4850-pipettes-plastique-sterilin-0-01ml-0-3ml-sterile-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com