


FICHE PRODUIT

Pipette plastique graduée en polystyrène 10ml, non stérile

Référence : SOC-PP10V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pipettes plastiques monobloc 0,1 ml, -0,8 ml, non stériles

- * A usage unique;
- * Longueur 325 mm;
- * En polystyrène cristal;
- * Pipettes étirées monobloc;
- * Graduations:
 - Négatives,
 - Inversées: lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- * Précision: $\pm 2\%$;
- * Arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- * Couleur jaune normalisée sur l'embout de la pipette;
- * Conditionnement: 5 x 100;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Condition minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/4857-pipettes-plastique-monobloc-0-1ml-0-8ml-non-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com