


**FICHE PRODUIT**

## Pipettes plastique monobloc 0,01 ml, -0,2 ml, stérile/1

Référence : SOC-PP1S1

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Pipettes plastiques monobloc 0,01 ml, -0,2 ml, stérile/1; à usage unique

- \* Longueur 275 mm;
- \* En polystyrène cristal;
- \* Pipettes étirées monobloc;
- \* Graduations:
  - Négatives,
  - Inversées: lecture simultanée du volume distribué et du volume restant;
- \* Précision:  $\pm 2\%$ ;
- \* Arrêt de sécurité en acétate de cellulose sur tous les modèles;
- \* Couleur jaune normalisé sur l'embout de la pipette;
- \* Conditionnements: 4 x 250;
- \* Condition minimum de vente: 250.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

CE

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/4861-pipettes-plastique-monobloc-0-01ml-0-2ml-sterile-1.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)