

FICHE PRODUIT



Pipettes plastique sterilin 0,1 ml, -2,0 ml, stérile/1

Référence : STE-P5S1BPF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,1 ml, -2,0 ml, stérile/1

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur Bleu;
- Longueur 275 mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
 - noires, nettes et résistantes,
 - négatives,
 - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Précision: $\pm 1\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;
- Code couleur normalisé sur la pipette;
- 4 conditionnements:
 - stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - non stérile en sachet multiple;
- Version pointe fine pour les pipettes 5 et 10ml en conditionnement stérile unitaire / sachet polyéthylène;
- Nombre de parties: 2;
- Conditionnement: 4 x 50;

Condition minimum de vente: 200.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/4864-pipettes-plastique-sterilin-0-1ml-2-0ml-sterile-1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com