

FICHE PRODUIT



Micropipette socorex acura 810 fixe: 1 et 1,1 ml

Référence : SRX-MSF111

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette SOCOREX ACURA 810 fixe: 1 et 1,1 ml pour pipettes pailles.

- Micropipette utilisable avec des pipettes de forme paille, notamment dans le domaine agro-alimentaire.
- Micropipette à déplacement d'air.
- Ejecteur de pipettes intégré.
- Grâce à 2 volumes pré-calibrés, la distribution de 1 et 0,1 ml s'effectue sans réglage.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/acura-manual/4871-micropipette-socorex-acura-810-fixe-1-et-1-1-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com