


FICHE PRODUIT



Finnpipette research digital thermo 8 canaux:0,5-10µl

Référence : THE-FPRIVD8V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Les Finn timer pipettes research digital thermo 8 canaux:0,5-10 µl

Les Finn timer pipettes research digital thermo 8 canaux:0,5-10 µl commercialisées par **SOCIMED** ont été conçues pour offrir un confort, en se concentrant sur la fonction la plus importante à savoir, un pipetage exacte et précis. Ce système, **Finn timer pipette research digital thermo 8 canaux:0,5-10µl**, est une famille de micropipette à votre disposition pour relever les défis posés par vos applications. Pendant des décennies, les systèmes de pipetage **Thermo Scientific Finn timer pipette** ont fourni une productivité et une ergonomie éprouvées dans des milliers de laboratoires et d'applications à travers le monde. Chaque perfectionnement a été conçu pour simplifier votre travail en laboratoire et le rendre plus sûr et efficace. Les **Finn timer pipette** sont ainsi devenus un standard pour ce qui est de leur fiabilité, confort et simplicité d'utilisation.

Ergonomie exceptionnelle : De nos conceptions légères aux fonctionnalités de pipetage sans tensions musculaires en 0,5 µl à 10ul: standards ou spécialisés pour des applications précises et une meilleure ergonomie.

Ces Finn timer pipette lorsqu'elles sont utilisées, elles ont un code couleur par volume pour sélectionner plus facilement la bonne micropipette et les bons cônes, quel que soit l'environnement. **Qualité fiable** : chaque système de pipetage est certifié Garantie étendue gratuitement : recevez une garantie de 3 ans sur Les Finn timer pipettes research digital thermo 8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

canaux:0,5-10 µl.

Caractéristique de la Micropipette Finnpiquette research digital thermo 8 canaux

- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants.
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume.
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette).
- Ejecteur à commande assistée.
- La pression nécessaire à l'éjection du cône est réduite de 50.
- Mécanisme Twin-Blow-Out Un piston secondaire télescopique amplifie l'action de "soufflage" par injection d'un volume d'air supplémentaire en phase de distribution (breveté).
- Entièrement autoclavable à 121°C. Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpiquette-research/4879-finnpiquette-research-digital-thermo-8-canaux-0-5-10-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com