

FICHE PRODUIT



Set L de diapasons en acier RIESTER

Référence : RIE-5140

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coffret en bois contenant 8 diapasons en acier (n° 5163, n° 5160, n° 5161, n° 5164, n° 5166, n° 5168, n° 5170, n° 5172);

En vue de la réalisation d'examens auditifs complets. Ainsi, les fréquences les plus importantes sont à portée de main.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/diapasons-medicaux/488-set-i-de-diapasons-en-acier-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com