

FICHE PRODUIT

Papier thermique couleur, format A6, Modèle CK900L

Référence : MIT-CK900L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Boîte contenant kit film et papier format de A6 pour 125 clichés Paysage
- compatible avec les imprimantes CP900/900E

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-mitsubishi/4887-papier-thermique-couleur-format-a6-modele-ck900l.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com