

FICHE PRODUIT

Filtre ptfe autoclavable de 0,2 µm

Référence : GIL-F161245

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Filtre PTFE autoclavable de 0,2 µm;

Confort:

- Design ergonomique pour un confort d'utilisation accru
- Fonctionnement motorisé silencieux
- Contrôle manuel précis et souple de la variation de vitesse
- Poids 215 g;

Performance:

- Batterie performance (NiMH) permettant un travail continu pendant 8 heures
- Fonctionne avec toutes les pipettes courantes de 1 à 100ml
- Remplit une pipette de 25ml en 4 secondes
- Différents modes opératoires possibles en fonction du volume de la pipette et de la viscosité de l'échantillon;

Sécurité:

- Clapet anti-retour et filtre de sécurité empêchent toute contamination

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Toutes les parties en contact avec le liquide peuvent être autoclavées;

Accessoires:

- Adaptateur pour cônes D5000 et D10ml avec filtre
- Solution économique pour manipuler des échantillons allant de 1ml à 10ml
- Filtre en PTFE (polytétrafluoréthylène) 0,2 ou 0,45µ
- Embout porte-pipette en silicone
- Le chargeur faisant office de portoir
- Le pipeteur Gilson est toujours prêt à l'emploi

Condition minimum de vente: 1 boîte de 5.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetting-aid/4890-filtre-ptfe-autoclavable-de-0-2-m.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com