

FICHE PRODUIT



Micropipettes capillaires vitrex 1,2,3,4,5 ±0,30%

Référence : SOC-MPC5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipettes Capillaires VITREX 1, 2, 3, 4, 5 ±0,30%

- * Calibrées, en verre borosilicaté;
- * Code couleur: Blanc;
- * Dimension: 125 x 0,3 x 1,1mm;
- * Le volume est repéré par un trait de jauge circulaire (code couleur) inscrit sur chaque capillaire;
- * Aspiration par capillarité et écoulement par soufflage;
- * Conditionnement: carton de 1000;
- * Condition minimum de vente: boîte de 250.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-capillaires-vitrex/4891-micropipettes-capillaires-vitrex-1-2-3-4-5-0-30.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com