

FICHE PRODUIT



Cônes à filtre GILSON 2 - 100 µl, en rack stérile

Référence : GIL-F161938

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre GILSON 2 - 100 µl, en rack stérile de 96; Longueur: 53 mm;

- * En Polypropylène translucide;
- * Cônes naturels;
- * Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- * Les filtres bloquent les particules supérieures à 1 µm;
- * Rack à charnière;
- * Absence de RNase, DNase et Protéase;
- * Absence de métaux lourds;

Conditionnement: 10 racks de 96;

Condition minimum de vente: 960.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/49-cones-a-filtre-gilson-2-100-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com