

**FICHE PRODUIT**

## Pipettes graduées à écoulement total, 2 ml, graduation 0,1 ml

Référence : SOC-PGC210

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Pipettes graduées à écoulement total, 2 ml, graduation 0,1 ml :

- \* En verre clair classe B;
- \* Avec boule de sûreté;
- \* Graduations résistantes, marron;
- \* Repérage de la capacité par code couleur;
- \* Tolérance: 0,02 ml;
- \* Longueur: 355 mm;
- \* Code couleur: vert;
- \* Conditionnements: 10;
- \* Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/4907-pipettes-graduees-a-ecoulement-total-2ml-graduation-0-1ml.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com