


FICHE PRODUIT

Cônes clinitips en vrac: 0,5 - 10 µl, pointe coupée (ou droit)

Référence : EPP-CC10E

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en vrac: 0,5 - 10µl, pointe coupée (ou droite) * en polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium, * Autoclavable à 121°C pendant 20 min, * Disponibles en sachet polyéthylène (vrac), * Adaptable sur les micropipettes, * Type de collerette Eppendorf, * en carton de 25 sacs de 1000, * condition minimum de vente: 1000 cônes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-vrac/4927-cones-clinitips-en-vrac-0-5-10-l-pointe-coupee-ou-droit.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com