


FICHE PRODUIT



Cônes oxygène en sac: 0,5 - 20µl, pointe biseautée

Référence : AXY-T10EVMR

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Cônes oxygène en sac: 0,5 - 20µl, pointe biseautée * Les produits MAXYMum® Recovery AXYGEN permettent: * de récupérer un volume maximum d'échantillon, * de prélever avec un cône RNase / DNase free, Endotoxin free et, * d'éviter la dénaturation de l'ADN double brin. Les cônes oxygène en sac sont destinés à tous ceux qui: * utilisent des kits de détection onéreux (diagnostic, agro-alimentaire, recherche...), * souhaitent améliorer leurs rendements (synthèse,...), * manipulent des petits volumes, * manipulent du matériel rare ou précieux... En polypropylène vierge sans colorant, le polypropylène est traité avant le moulage ce qui assure: une excellente reproductibilité lors de la production et un état de surface exceptionnellement lisse. * Cône AXYGEN en sac de 0,5 - 20µl, * pointe biseautée, * couleur naturelle, * en carton de 20000, * Condition minimum de vente des cônes oxygène en sac: 1000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-oxxygen-en-sac/4929-cones-oxxygen-en-sac-0-5-20-l-pointe-biseautee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com