

FICHE PRODUIT



Support universel socorex pour 07 micropipettes

Référence : SRX-SUPUNI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Support universel SOCOREX pour 07 micropipettes est un Modèle de table monté rapidement, pour pipettes monocanal de toutes marques.
- Facile à nettoyer.
- Pieds antidérapants.
- Choix de 4 couleurs (Bleu clair, Jaune pale, Gris clair et Vert pale).
- Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/4931-support-universel-socorex-pour-07-micropipettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com