


FICHE PRODUIT

Macropipette socorex calibra digital 832(macro): 200-2000μl

Référence : SRX-MSSC2ML

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Macropipette SOCOREX CALIBRA DIGITAL 832(macro): 200 - 2000μl. Avec 10μl d'Incréments,

- Réglage du volume par système "Solid Calibration" qui comprend une double came avec des butées pré-étalonnées et qui assure l'entrée digitale du volume et son affichage numérique.
- Le double incrément permet l'ajustement rapide des volumes principaux sans défilement des volumes intermédiaires.
- Pas de risque de changement accidentel du volume (Fiabilité de la calibration).
- Lecture digitale.
- Micropipette ergonomique.
- Ejecteur d'embout intégré.
- Code couleur:
- Rouge.
- Capacité des cônes 2000μl.
- Livré avec adaptateur pour pipettes Pasteur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Autoclavable à 121°C sans démontage.
- Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/4932-macropipette-socorex-calibra-digital-832-macro-200-2000-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com