

FICHE PRODUIT

Papier thermique Sony UPP-110S x10

Référence : SON-UPP-110S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier thermique Sony UPP-110S - Boîte de 10 rouleaux haute précision pour imagerie médicale

Le **papier thermique Sony UPP-110S (110 mm x 20 m)** est un consommable médical de référence, conçu pour offrir une qualité d'impression irréprochable dans les environnements exigeants tels que les cabinets médicaux, centres d'imagerie et laboratoires.

Grâce à sa technologie thermique de **type I**, ce papier garantit une reproduction fidèle des détails, essentielle pour les diagnostics médicaux précis. Il est particulièrement utilisé en **échographie, imagerie dentaire et microscopie**, où la lisibilité et la conservation des clichés sont primordiales.

Performance d'impression professionnelle

Chaque rouleau permet de produire jusqu'à **200 à 217 impressions A6**, assurant une excellente productivité tout en maintenant une qualité constante.

Sa couche thermique optimisée offre :

- Une impression noir & blanc nette et contrastée
- Une excellente stabilité dans le temps

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Une résistance à la dégradation des images

Idéal pour les professionnels de santé

Le Sony UPP-110S est largement utilisé dans :

- Cabinets de gynécologie et obstétrique
- Cliniques et hôpitaux
- Centres d'imagerie médicale
- Cabinets dentaires

Compatibilité étendue

Compatible avec les imprimantes Sony médicales telles que :

- UP-X898MD
- UP-897MD
- UP-D898MD / D898DC
- UP-D897 / UP-D895

Caractéristiques techniques

- Type : Papier thermique noir & blanc (Type I)
- Format : A6
- Dimensions : 110 mm x 20 m
- Capacité : jusqu'à 215 impressions / rouleau
- Conditionnement : boîte de 10 rouleaux
- Marquage : CE médical
- Application : échographie, dentaire, microscopie

Pourquoi choisir le Sony UPP-110S ?

- ✓ Qualité d'image médicale certifiée
- ✓ Fiabilité constante pour diagnostics précis
- ✓ Excellent rapport qualité / prix
- ✓ Compatible avec les standards Sony du marché
- ✓ Consommable officiel pour imprimantes médicales

- **Description :**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Rouleau de papier thermique de marque Sony format A6 noir & blanc, haute qualité (type 1).
Surtout, utilisé pour les applications Ultrasoniques, Dentaires et Microscopie.

• **Indications principales :**

- Échographies.
- Applications dentaires.
- Applications par microscope.

• **Caractéristiques :**

- Format : A6 en noir & blanc.
- Longueur du rouleau : 20m.
- Largeur : 110 mm.
- Quantité d'impression : 217 impressions avec UP-895CE.
- Vendu par carton de 10 rouleaux.

• **Compatible avec les imprimantes SONY suivantes :**

- UP897MDCE.
- UP897MDSYN.
- UPD897CE.
- UPD897SYN.
- UPD895.
- UP-895MD.
- UP-895CE.
- UPD895MD.
- UPD890.
- UP890CE.
- UP-890MD.
- UP-860.
- UPD860.
- UP860CE.
- UPD860E.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-sony/4933-papier-thermique-sony-noir-et-blanc-modele-upp-110s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com