

FICHE PRODUIT

Bocal à urine 24h 2 000 ml gradué avec poignée - PEHD naturel

Référence : SOC-F2000NU

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le bocal à urine 24h de 2 000 ml est un contenant de forme rectangulaire conçu pour le recueil des urines sur une période de 24 heures. Il est couramment utilisé dans les services hospitaliers, les cliniques, les laboratoires d'analyses médicales et les structures de soins à domicile.

Fabriquée en PEHD, elle offre une bonne résistance mécanique et supporte des températures allant de -10°C à +75°C, ce qui permet son utilisation aussi bien au réfrigérateur qu'à température ambiante pendant la durée du recueil.

Sa large ouverture de col (Ø 80 mm) facilite le remplissage et le nettoyage, tandis que sa poignée ergonomique permet une prise en main sûre lors du transport de l'échantillon. Le bocal se ferme par un bouchon à vis en polypropylène blanc, garantissant l'étanchéité pendant le stockage et l'acheminement vers le laboratoire.

La graduation imprimée, de 100 à 2 000 ml par paliers de 50 ml, permet un suivi précis et une lecture directe du volume urinaire recueilli — un repère utile pour le suivi de la diurèse des 24 heures et certains bilans rénaux.

Ce modèle est proposé ici en version naturelle (translucide). Une version teintée existe également chez le même fournisseur pour les analyses nécessitant une protection contre la lumière (tests photosensibles) — nous consulter pour cette référence complémentaire.

Points clés :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité 2 000 ml, graduée de 100 à 2 000 ml (paliers de 50 ml)
- Corps en PEHD, résistant et durable
- Bouchon à vis étanche en polypropylène, blanc
- Large ouverture de col Ø 80 mm, remplissage et nettoyage facilités
- Poignée ergonomique intégrée
- Résistance thermique de -10°C à +75°C
- Usage : recueil d'urine 24h en milieu hospitalier, clinique, laboratoire ou à domicile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/4937-flacon-pour-recueil-des-urines-de-24-h-2000-ml-sans-etiquette.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Materiel_lab_conditionnement - 1, Couleur_Materiel_Lab - Marron	SOC-F2000NU	
Materiel_lab_conditionnement - 1, Couleur_Materiel_Lab - Blanche	SOC-F2000NU_1	
Materiel_lab_conditionnement - 10, Couleur_Materiel_Lab - Blanche	SOC-F2000NU_2	
Materiel_lab_conditionnement - 10, Couleur_Materiel_Lab - Marron	SOC-F2000NU_3	
Materiel_lab_conditionnement - Boîte de 52, Couleur_Materiel_Lab - Blanche	SOC-F2000NU_4	
Materiel_lab_conditionnement - Boîte de 52, Couleur_Materiel_Lab - Marron	SOC-F2000NU_5	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com