

FICHE PRODUIT

Seaux à usage unique 3l

Référence : SOC-STE3L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Seaux à usage unique 3l; Usage général de laboratoire

- * En polypropylène blanc opaque avec anse;
- * Non stériles;
- * Fermeture étanche assurée par un couvercle clipsable pour ouvertures et fermetures répétées;
- * Températures d'utilisation: -10°C à +60°C;
- * Livré avec couvercle non monté;
- * Témoin d'effraction sur le couvercle;
- * Dimensions (hauteur x base x ouverture): 139 x 174 x 200mm;
- * Condition minimum de vente: 56.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seaux-a-usage-unique/4940-seaux-a-usage-unique-3l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com