

FICHE PRODUIT



Finnpipette research digital thermo 12 canaux: 5-50µl

Référence : THE-FPRIVD12V50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Les Finn timer pipettes research digital thermo canaux 12 :5-50µl

Les **Finn timer pipettes research digital thermo canaux 12 :5-50µl** commercialisées par **SOCIMED** ont été conçues pour offrir un confort, en se concentrant sur la fonction la plus importante à savoir, un pipetage exacte et précis. Ce système, **Finn timer pipette research digital thermo 12 canaux: 5-50µl**, est une famille de micropipette à votre disposition pour relever les défis posés par vos applications. Pendant des décennies, les systèmes de pipetage **Thermo Scientific Finn timer pipette** ont fourni une productivité et une ergonomie éprouvées dans des milliers de laboratoires et d'applications à travers le monde. Chaque perfectionnement a été conçu pour simplifier votre travail en laboratoire et le rendre plus sûr et efficace. Les **Finn timer pipette** sont ainsi devenus un standard pour ce qui est de leur fiabilité, confort et simplicité d'utilisation.

Ergonomie exceptionnelle : De nos conceptions légères aux fonctionnalités de pipetage sans tensions musculaires en 5 µl à 50ul: standards ou spécialisés pour des applications précises et une meilleure ergonomie **Les Finn timer pipettes research digital thermo 12 canaux:5-50 µl**.

Ces **Finn timer pipette** lorsqu'elles sont utilisées, elles ont un code couleur par volume pour sélectionner plus facilement la bonne micropipette et les bons cônes, quel que soit l'environnement. Qualité fiable : chaque système de pipetage est certifié Garantie étendue gratuitement : recevez une garantie de 3 ans sur **Les Finn timer pipettes research digital thermo 12 canaux:5-50 µl**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristique de la micropipette finnpipette research digital thermo canaux 12:

- Bouton poussoir de code couleur Gris.
- Micropipette d'ergonomie bio-design Construit en polymères spéciaux : haute résistance mécanique et chimique, faible poids.
- Affichage digital du volume. * Absence de parties métalliques évitant les risques de corrosion.
- Grip-Index "anti-fatigue". * Etiquette de marquage personnalisable avec hublot de protection.
- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants.
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume.
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette).
- Ejecteur à commande assistée. La pression nécessaire à l'éjection du cône est réduite de 50.
- Mécanisme Twin-Blow-Out Un piston secondaire télescopique amplifie l'action de "soufflage" par injection d'un volume d'air supplémentaire en phase de distribution (breveté).
- Entièrement autoclavable à 121°C.
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette-research/4949-finnpipette-research-digital-thermo-12-canaux-5-50-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com