

FICHE PRODUIT

Cônes clinitips en rack: 100 - 1000 µl, pointe coupée (ou droite)

Référence : EPP-CB1000ER

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes clinitips en rack: 100 - 1000 µl, pointe coupée (ou droite) * en polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium, * Autoclavable à 121°C pendant 20 min, Disponibles en: * rack pré-rempli, * rack + recharge: système UNIBOX, * Adaptable sur les micropipettes, * Type de collerette EPPENDORF, * en carton de 10 racks de 96, * condition minimum de vente: 960 cônes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-rack/4954-cones-clinitips-en-rack-100-1000-l-pointe-coupee-ou-droite.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com