

FICHE PRODUIT



Cônes finntip en vrac: 1 000 - 5 000 µl, longueur 147

Référence : THE-FIN5MLB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 10;
- **Condition minimum de vente:** 1 boîte de 75 cônes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-vrac/496-cones-finntip-en-vrac-1000-5000-l-longueur-147.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com