


FICHE PRODUIT

Cône type Eppendorf 200µl jaune en vrac - Sachet de 1000

Référence : EPP-CJ200E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes clinityps en vrac: 5 - 200 µl, pointe coupée (ou droite) * en polypropylène de couleur jaune, exempt de cadmium. * Autoclavable à 121°C pendant 20 min. * Disponibles en sachet polyéthylène (vrac). * Adaptable sur les micropipettes. * Type de collerette EPPENDORF * en carton de 20 sacs de 1000. * conditionnement minimum de vente: 1000 cônes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-vrac/4962-cones-clinitips-en-vrac-5-200-l-pointe-coupee-ou-droite.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com