

FICHE PRODUIT

Aspirateur électrique portable ASKIR-230,12 V, 1000 ML

Référence : SOC-310200-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- L'aspirateur électrique portable est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Dispose d'un système de surveillance de l'état de charge de la batterie interne lors d'un fonctionnement en continu
- Peut fonctionner sur du 230V même si la batterie est en charge
- Affichage LED pour signaler de l'état de l'appareil, du niveau charge de la batterie
- Bocal autoclavable 1000 ml en polycarbonate
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.
- Débit : 16 L / min
- Puissance : 50 VA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dépression maximale : -0.75 bar - 75 kPa - 563 mmHg.
- Flacon de 1000 ml
- Cons. : 140 W.
- Autonomie de la batterie : 45 - 50 min
- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 4,9 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm
- Normes CE,ISO

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/4963-aspirateur-electrique-portable-askir-230-12v-1000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com