

FICHE PRODUIT

Flacons avec cape attenante 40 ml

Référence : SOC-FS45

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire.
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Etanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Pas de possibilité d'ajouter un scellé;
- Dimension du flacon: 30 mm;
- Hauteur: 84 mm;
- Dimension de la cape (sans languette): 35 mm;
- Pas de graduation;
- Plage dépolie: cape + corps;
- Conditionnement minimum de vente: 600.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-avec-cape-attenante/4968-flacons-avec-cape-attenante-40ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com