

FICHE PRODUIT

Cônes finntip en vrac: 2 000 - 10 000 µl, longueur 150

Référence : THE-FIN10MLV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques des Cônes finntip en vrac:

- Disponibles en sacs et / ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle: Finntip 10 ml;
- **Condition minimum de vente:** 1 sac de 100 cônes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-vrac/497-cones-finntip-en-vrac-2000-10-000-l-longueur-150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com