

FICHE PRODUIT

Pipette graduée 20 ml Bande bleue

Référence : SOC-PGS2010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes graduées à écoulement total, 20 ml, graduation 0,1 ml;

- * En verre clair classe B;
- * Avec bande blanche de contraste "Schellbach";
- * Graduations bleues;
- * Repérage de la capacité par code couleur;
- * Tolérance: 0,150 ml;
- * Longueur: 360 mm;
- * Code couleur: double trait jaune;
- * Conditionnements: 10;
- * Condition minimum de vente: sachet 1 pce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/4973-pipette-graduee-20ml-bande-bleue.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com