


FICHE PRODUIT

Pipettes jaugées 2ml

Référence : SOC-PJ22T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Pipettes jaugées 2ml;
- En verre clair classe A;
- Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- Pointes rodées et calibrées;
- Avec boule de sà»reté;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,001ml/ml;
- Longueur: 340mm;
- Code couleur: orange;
- Conditionnements: 12;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-jaugees/4974-pipettes-jaugees-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com